



SC REMED PRODIMPEX SRL
ROMANIA, BUCURESTI;
B-DUL BASARABIA, NR. 208-A;
SECTOR 2, COD POSTAL 022131;
R.C. 340/4974/1995;
C.U.I. RO7447015;
CAPITAL SOCIAL:62.500 LEI
E-mail: remedlaborator@gmail.com
www.remedlab.ro
TEL: +40(0)21-3527998;
FAX: +40(0)21-3528071;



FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

Conform cu Reglementările UE No. 1907/2006, Regulamentul (UE) 528/2012 si
Directiva 93/42 EEC(HG 54/2009)

ALBASTRU DE BROMFENOL 0,1%- solutie alcoolica

Ghid ECHA
Versiunea 3.1/11/2015

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / PREPARATULUI ȘI A SOCIETĂȚII:

- Identificarea produsului: albastru de bromfenol 0,1% –solutie alcoolica;
- Numele produsului : albastru de bromfenol 0,1% –solutie alcoolica ;
- Utilizarea substantei/preparatului: reactant pentru analiză; producție chimică, producție și analiză farmaceutică.
- Identificarea societății SC REMED PRODIMPEX SRL.; tel: 021/3527998; fax: 021/3528071;

2. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII DESPRE SUBSTANȚĂ:

- CAS-No.: 115-39-9 ; CE-Nr.: 204-086-2(albastru de bromfenol)
- Masa moleculară: 669.96 g/mol
- Formula Hill: $C_{19}H_{10}Br_4O_5S$

3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR:

- Produs nepericulos conform specificatiei din Directiva 67/548/EEC;

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR:

- După inhalare: aer curat;
- După contactul cu pielea: spălați cu multă apă;
- După contactul cu ochii: clătiți cu multă apă pleoapa ținută larg deschisă;
- În caz de înghițire: faceți victima să bea multă apă; consultați medicul dacă victima nu se simte bine;

5. MĂSURI CONTRA INCENDIILOR:

- Moduri adecvate de stingere a incendiilor: apă, spumă, pulbere.
- Riscuri deosebite: combustibil; în caz de incendiu este posibilă degajarea de gaze de combustie sau vapori periculoși oxizi de sulf, acid bromhidric;
- Echipamente speciale de protecție contra incendiilor: nu stationați în zona periculoasa fara mască de gaze și filtru
- Alte informații: evitați ca apa pentru stingerea incendiului să pătrundă în apele de suprafață sau în pânza freatică; contine vapori degajati cu apa;

6. MĂSURI ÎN CAZ DE EMISII ACCIDENTALE:

- Măsuri de precauție privitoare la persoane: a se evita generarea de prafuri; a nu se inhala prafuri;
- Măsuri de protecție a mediului: a se evita pătrunderea în sistemul de canalizare;
- Proceduri pentru curățare/ absorbție: strângeți în stare uscată; curățați zona afectată prin spălare cu apă și săpun sau detergent;

7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE:

- Manipulare/manevrare: fără alte cerințe;
- Depozitare: închis ermetic, uscat; temperatura de depozitare: de la +5 °C la +30 °C;

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIEI PERSONALULUI:

- Echipament de protecție a personalului: îmbrăcămintea de protecție trebuie selectată specific locului de muncă, în funcție de concentrația și cantitatea de materiale cu risc manipulate; rezistența îmbrăcăminții de protecție la chimicale trebuie să fie stabilită cu furnizorul;
- Protecția căilor respiratorii: când sunt generate pulberi;
- Protecția mâinilor: purtați mănuși din cauciuc;
- Siguranța în laborator: schimbați îmbrăcămintea contaminată; spălați mâinile după lucrul cu substanța;

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE:

- Starea de agregare: lichid;
- Culoare: albastru intunecat;
- Miro: fara;
- Valoare pH: nu este disponibil;

- Densitate: nu este disponibilă
- Solubilitatea în apă (20°C): solubil;

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE:

- Restricții: încălzire (descompunere);
- Substanțe ce trebuie evitate: agent tare de oxidare;
- Produși de descompunere periculoși: în caz de incendiu consultați capitolul 5;

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE:

- Toxicitate acută: nu sunt disponibile date cantitative despre toxicitatea acestui produs.
- Informații toxicologice suplimentare: proprietatile periculoase nu pot fi excluse, dar sunt improbabile când produsul este manevrat corespunzător.
- Date suplimentare: produsul trebuie manevrat cu grijă mai ales în contact cu chimicale;

12. INFORMAȚII ECOLOGICE:

- Efecte ecotoxice: date cantitative asupra efectului ecologic al acestui produs nu sunt disponibile;
- Date ecologice suplimentare: a nu se permite infiltrarea în ape, ape reziduale sau sol!; nu se poate exclude un efect nociv asupra organismelor acvatice în cazul manipulării sau depozitării incorecte; nu sunt preconizate probleme ecologice dacă produsul este manevrat și utilizat cu grijă și atenție.

13. INFORMAȚII DESPRE TRANSPORT:

- Nu constituie subiectul reglementărilor de transport.

14. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE:

- Etichetare conform cu Directivele EC
- Simbol: ---
- Fraze-R: ---
- Fraze-S: ---

15. ALTE INFORMAȚII:

Informațiile prezentate aici se bazează pe nivelul actual al cunoștințelor. Ele caracterizează produsul cu privire la măsurile de siguranță corespunzătoare. Ele nu reprezintă o garanție a proprietăților produsului.