



SC REMED PRODIMPEx SRL
ROMANIA, BUCURESTI;
B-DUL BASARABIA, NR. 208-A;
SECTOR 2, COD POSTAL 022131;
R.C. J40/4974/1995;
C.U.I. RO7447015;
CAPITAL SOCIAL: 62.500 LEI
E-mail: remedlaborator@gmail.com
www.remedlab.ro
TEL: +40(0)21-3527998;
FAX: +40(0)21-3528071;



FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

HEMATOXILINA MAYER

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/PREPARATULUI ȘI A SOCIETĂȚII:

- Numele produsului: HEMATOXILINA MAYER;
- Utilizarea substanței/preparatului: dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro; reactiv pentru analiză;
- Identificarea societății SC REMED PRODIMPEx SRL.; tel: 021/3527998; fax: 021/3528071;

2. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTI:

- Sinonime: hematoxină Mayer;
- Soluție apoasă de compuși organici și anorganici;

3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR:

- nociv în caz de înghițire;

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR:

- După inhalare: aer curat;
- După contactul cu pielea: spălați cu multă apă și îndepărtați îmbrăcămintea contaminată;
- După contactul cu ochii: clătiți cu multă apă pleoapa ținută larg deschisă;
- După înghițire: faceți victima să bea multă apă; consultați medicul dacă există dureri;

5. MĂSURI CONTRA INCENDIILOR:

- Moduri adecvate de stingere a incendiilor: CO₂, spumă, pulbere;
- Alte informații: a se evita ca apa de stingere a incendiului să se deverseze în apele de suprafață sau în pânza freatică;

6. MĂSURI ÎN CAZ DE EMISII ACCIDENTALE:

- Măsuri de precauție privitoare la persoane: a nu se inhala vapori/aerosoli; a se evita contactul cu substanța; asigurați furnizarea de aer proaspăt în încăperile închise;
- Măsuri de protecție a mediului: a se evita pătrunderea în sistemul de canalizare;
- Proceduri pentru curățare / absorbție: ștergeți cu un material absorbant de lichide (mopul); diluați cu apă; curățați zona afectată prin spălare cu multă apă;

7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE:

- Manipulare/manevrare: fără alte cerințe;
- Depozitare: ermetic închis; de la +10 °C la +25 °C; ferit de lumină;

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTEȚIEI PERSONALULUI:

- Echipament de protecție a personalului: îmbrăcămintea de protecție trebuie selectată specific locului de muncă, în funcție de concentrația și cantitatea de materiale cu risc manipulate; rezistența îmbrăcăminții de protecție la chimicale trebuie să fie stabilită cu furnizorul;
- Protecția căilor respiratorii: când sunt generați vapori/aerosoli;
- Protecția mâinilor: în contact total mănuși din cauciuc;
- Siguranța în laborator: schimbați îmbrăcămintea contaminată; se recomandă aplicarea de cremă hidratantă; spălați mâinile după lucrul cu substanța;

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE:

- Starea de agregare: lichid;
- Culoare: violet închis;
- Miros: fără miros;
- Valoare pH: nu este disponibil;
- Densitate (20 °C): 1,05 g/cm³;
- Solubilitatea în apă (20 °C): solubil;

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE:

- Restricții: încălzire;
- Incompatibilități chimice: amine, aluminiu, clorură de cromil, hidroxizi, acid percloric;
- Prođuși de descompunere periculoși: nu sunt disponibile informații;

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE:

- Toxicitate acută: LD50 (orală, șobolan): 4700 mg/kg; LDLo (orală, uman): 786 mg/kg;
- Informații toxicologice suplimentare: după inhalare: iritații ale membranelor mucoase, tuse, dispnee; după contactul cu pielea: iritații slabe; pericol de absorbție; după contactul cu ochii: iritații slabe; în caz de înghițire: ușoare iritații ale mucoasei, absorbție;
- Date suplimentare: proprietăți periculoase ulterioare nu pot fi excluse; produsul trebuie manevrat cu grijă mai ales în contact cu alte chimicale;

12. INFORMAȚII ECOLOGICE:

- Efecte ecotoxice: nu sunt disponibile date cantitative asupra efectului ecologic al acestui produs;
- Date ecologice suplimentare: nu apar probleme ecologice dacă produsul este utilizat cu grijă și atenție;

13. INFORMAȚII DESPRE TRANSPORT:

- nu constituie subiectul reglementărilor de transport;

14. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE:

- Etichetare conform cu Directivele EC;
- Simbol:



- Fraze-R 22 Nociv în caz de înghițire;
- Fraze-S: _____
- Fraze-H: H301 Toxic în caz de înghițire.
H302 Nociv în caz de înghițire.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
- Fraze-P: P305 + P351 + P338 ÎN CAZ de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și ușor de făcut. Continuați să clătiți

15. ALTE INFORMAȚII:

Informațiile prezentate aici se bazează pe nivelul actual al cunoștințelor. Ele caracterizează produsul cu privire la măsurile de siguranță corespunzătoare. Ele nu reprezintă o garanție a proprietăților produsului.